

SonoCheck



สิทธิความปลอดภัยของทุก ๆ คน
**SAFETY RIGHT
FOR EVERYONE**



รหัสสินค้า PR-01-SN-001 ขนาดบรรจุ 30 ชิ้น/กล่อง

ผลิตภัณฑ์ตรวจจับฟองการสันสะท้อนคลื่นอัลตราโซนิกส์

- ✓ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาล
ชั้นนำที่ได้รับการรับรอง JCI
- ✓ ตรวจวัดระดับคลื่นอัลตราโซนิกส์
ระบุปัญหาตรงประเด็น
- ✓ ไม่ต้องเตรียมการ ใช้ได้ทันที
อ่านผลโดยตรง
- ✓ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็น **สีเหลือง**
เมื่อคลื่นเพียงพอ



ภาพเปรียบเทียบกับกระดาษฟอยล์



เริ่มต้น



1 นาที



2 นาที



3 นาที

✗ ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง

✗ ไม่มีผลกระทบจากสารเคมี

✗ ไม่มีผลกระทบจากอุณหภูมิ

อ่านผลด้วยตาเปล่า

ระบุปัญหาคลื่น

อัลตราโซนิกส์โดยตรง

การจัดเก็บ

- เก็บไว้ในถุงบรรจุ อุณหภูมิ 2°C-25°C ปิดผนึกก่อนการใช้งาน
ทันทีเท่านั้น
- เก็บไว้ในที่ห่างจากแสงแดด ความร้อน และสารเคมี
- บรรจุ 30 ชิ้นต่อกล่อง
- อายุการเก็บรักษาได้นานถึง 12 เดือน หลังการผลิต

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

รหัสเอกสาร: SONO001-โปรซัวร์



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com

